

## Envitop Oy on tuonut markkinoille uuden ja nopean testimenetelmän öljypitoisuuden määrittämiseen maa- ja vesinäytteistä

### Laitteisto:

- ✓ IR-kristallispektrometri
- ✓ THC/TOG tulos kolmessa minuutissa
- ✓ kenttäkäyttökelpoinen (virtalähde 220V/12V)
- ✓ helppokäyttöinen
- ✓ soveltuu sekä maa- ja vesinäytteille



### Menetelmä:

- ✓ EPA 1664
- ✓ uuttoneeste heksaani
- ✓ kokonaistestausaika <10 min
- ✓ ilmoitusraja maanäytteille 25 mg/kg
- ✓ ilmoitusraja vesinäytteille 5 mg/l
- ✓ voidaan määrittää myös rasvat erikseen
- ✓ ei erillisiä näytekitejä, kaikki salkussa

### Luotettavuus:

- ✓ monipistekalibrointi
- ✓ uutto vastaa laboratoriuuttoa
- ✓ ei humuksen virhevaikutusta
- ✓ soveltuu kaikenlaisille näytteille
- ✓ testattu suomalaisiin olosuhteisiin

Pyydä tarjousta laitteistosta tai nopeasta analyysipalvelusta:

[sandra.vanderveen@envitop.com](mailto:sandra.vanderveen@envitop.com)

p. 050 - 573 9762

PS: Palvelemme edelleen myös edullisilla ja nopeilla lyijy-, PCB-, PAH- ja raskasmetallimäärityksillä

